

ピペットマン クリニック開催

(ギルソン社製限定)

開催日:平成 25 年 5 月 23 日(木)

受付時間 : 午前 10 時 30 分 ~ 午後 4 時 30 分

実施場所 : 旭川医科大学 教育研究推進センター 3 階 DNA 装置室

連絡先 : 教育研究推進センター

船越 洋 / 千葉 伸一 (内線 : 2645)

<クリニックの流れ>

- ① **お手持ちのピペットマンを出張クリニック開催場所へお持ちください。**受付時にお名前、内線番号をお伺い致します。クリニック終了後、内線で終了の旨、ご連絡差し上げます。
- ② ピペットマンの機能検査(動作チェック), およびエアリーク検査を行います。リークの原因がテフロンシール、Oリングの不具合のみと診断されたピペットマンについてはその場で**テフロンシール、Oリングを無償で交換**します。
- ③ その他修理が必要と診断されたピペットマンについては、**修理箇所を明記した札**を添付し、ピペットマンご返却時に故障内容を御説明させていただきます。(ご注意)この診断では、重量法による容量検査は行えません。

協 賛

HBS 研究機器・理科学器機
北海道バイオシステム株式会社

〒001-0016

札幌市北区北 16 条西 4 丁目 1-30

TEL:011-737-4488



工ム工入機器株式会社

ピペットマンの技術的なお問い合わせはこちらまで

フリーダイヤル : 0120-39-6078